

Procédure d'importation Cochrane Library

Windows et Mac

Type d'importation : directe et indirecte

Importation d'une référence à la fois

1. Faites votre recherche;
2. Dans la liste des résultats, cliquez sur le titre de la référence à exporter pour voir la notice complète;
3. Dans la boîte à droite du texte, cliquez sur le lien qui commence par *Cite this...*;
4. À l'écran suivant, sous *Copy or download citation*, cliquez sur *EndNote* et cochez la case *Include abstract* le cas échéant;
5. Cliquez sur le bouton *Download*;
6. Si une fenêtre de téléchargement apparaît, cliquez sur *Ouvrir*;
7. La référence est transférée dans votre bibliothèque.

Importation de références en lot

1. Faites votre recherche;
2. Sélectionnez les références désirées;
3. Cliquez sur *Export selected citation(s)* au-dessus de la liste de résultats;
4. À l'écran suivant, cliquez sur *RIS (EndNote)* et cochez la case *Include abstract* le cas échéant;
5. Cliquez sur le bouton *Download*;
6. Si une fenêtre de téléchargement apparaît, cliquez sur *Ouvrir*;
7. Les références sont transférées dans votre bibliothèque.

Dernière validation : octobre 2020

Pour une version à jour, consulter le site Carrefour gestion bibliographique.